


디지털 적외선 조사기




IR-VITA,IR+PLUS(스탠드형)조립방법 및 주의사항

▷제품 구성




▷주의 사항

본체 헤드 부분 내부에 적외선램프가 있으니 반드시 포장을 제거 후 체결 하여 사용바랍니다.



▷조립방법

- ① 그림1. 중심봉을 오발의 중심 홀에 넣어 끝까지 밀착 시킨 후 눌러서 중심봉의 파이프가 가공물 안으로 들어간 것을 확인 후 시계 방향으로 돌린다.
- ② 그림2. 중심봉을 시계방향으로 더 이상 돌아가지 않을 때 까지 조여준다.
※ 중심봉이 계속 돌아가면 제대로 밀착이 안된 것이니 밀착 후 다시 조여준다.



▷조립방법

- ③ 그림3. 중심봉을 좌측으로 돌려 중심봉의 파이프와 파이프 사이의 높이를 조절한다. 원하는 높이로 조절한 후 우측으로 돌려 고정시켜 준다.
- ④ 그림4. 본체를 중심봉 상부에 끝까지 삽입하여, 본체가 흔들리지 않도록 한다.